


AED

AUTOMATYCZNY
DEFIBRYLATOR
ZEWNĘTRZNY



Dołącz do wydarzenia!

**Jesteś świadkiem zapałnięcia lub wypadku?
NIE BÓJ SIĘ DZIAŁAĆ!**



rozpoznanie,
wezwanie pomocy



wczesna
reanimacja



**WCZESNA
DEFIBRYLACJA**



leczenie
specjalistyczne



1 włącz AED



2 otwórz elektrody i usuń folię ochronną

3 przyklej elektrody



4 postępuj zgodnie z poleceniami
wydawanyimi przez urządzenie

UWAGA

- Nie dotykaj poszkodowanego podczas analizy rytmu i defibrylacji.
- Nie naklejaj elektrod na mokrą klatkę piersiową. Koniecznie ją osusz zanim nakleisz elektrody.